



Präzisionswaage – Serie PFA

- Frei programmierbare Plus-Minus-Kontrolle
- Automatische Hintergrundbeleuchtung
- Abschaltautomatik
- Alle Modelle mit Windschutz
- Funktionen: Wiegen, Zählen, Prozent
- Wiegefläche: Ø 130 mm für Modelle mit einer Kapazität bis zu 1.000 g
- Wiegefläche: 160 x 160 mm für Modelle mit einer Kapazität bis zu 3.000 g

Optional mit:

- Zweitdisplay (Z1879)

Technische Spezifikationen					
Modell	Art.-Nr.	Höchstlast	Ziffernschritt	Wiegefläche	Abmessungen (BxTxH)
PFA-300	1879	300 g	0,01 g	Ø 130 mm	190 x 260 x 78 mm
PFA-600	1880	600 g	0,01 g	Ø 130 mm	190 x 260 x 78 mm
PFA-1000	1881	1.000 g	0,01 g	Ø 130 mm	190 x 260 x 78 mm
PFA-3000	1882	3.000 g	0,1 g	160x160 mm	190 x 260 x 78 mm
PFA-6000	1883	6.000 g	0,1 g	160x160 mm	190 x 260 x 78 mm

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten