



Präzisionswaage – Serie PDC

- Geringe Ansprechzeit und hohe Anzeigestabilität
 - Verbleibende Restkapazität auf einen Blick
 - Unterfluranschluss
 - Funktionen: Wiegen, Zählen, Prozent
- Optional mit:**
- Akkupack
 - Schnittstelle RS232C für Kap. 220g-1200g für Kap. 4200g-12000g
 - 9-Nadeldrucker für Streifendruck nur in Verbindung mit: Druckerausgang
 - Windschutz

Technische Spezifikationen					
Modell	Art.-Nr.	Höchstlast	Ablesbarkeit d/g	Wiegefläche	Abmessungen
PDC-220	1866	220 g	0,01 g	Ø 140 mm	235x180x75 mm
PDC-420	1867	420 g	0,01 g	Ø 140 mm	235x180x75 mm
PDC-620	1868	620 g	0,001 g	Ø 140 mm	235x180x75 mm
PDC-1200	1869	1.200 g	0,1 g	142x170 mm	235x180x75 mm
PDC-4200	1870	4.200 g	0,1 g	160x180 mm	265x190x90 mm
PDC-6200	1871	6.200 g	0,1 g	160x180 mm	265x190x90 mm
PDC-12000	1872	12.000 g	1 g	160x180 mm	265x190x90 mm

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten