



Modelle PT-120, PT-300, PT-600,  
PT-1000 inkl. Windschutz

## Präzisionswaage – Serie PT

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Anzeige-Einheit von g umschaltbar auf ct, oz oder lb
- Verbleibende Restkapazität auf einen Blick
- Deutlich ablesbares LCD-Display (16mm) mit Hintergrundbeleuchtung
- Funktionen: Wiegen, Summieren, Zählen, Prozent für Rezepturen
- Alle Hauptfunktionen über direkte Funktionstasten abrufbar
- Netz- und Akkubetrieb
- Inkl. Windschutz für die Modelle PT-120, PT-300, PT-600 und PT-1000

Technische Spezifikationen					
Modell	Art.-Nr.	Höchstlast	Zifferschritt	Abmessungen mm ohne Windschutz	Gewicht
PT-120	1873	120 g*	0,001 g	200 x 250 x 80	1,7 kg
PT-300	1874	300 g**	0,005 g	200 x 250 x 80	1,7 kg
PT-600	1875	600 g**	0,01 g	200 x 250 x 80	1,7 kg
PT-1000	1876	1.000 g**	0,01 g	200 x 250 x 80	1,7 kg
PT-3000	1877	3.000 g***	0,05 g	200 x 250 x 80	1,7 kg
PT-6000	1878	6.000 g***	0,1 g	200 x 250 x 80	1,7 kg

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten

Wiegefläche: \* Ø 80 mm / \*\* Ø 120 mm / \*\*\* Ø 135 mm

Abmessungen mit Windschutz (BxTxH): 200 x 250 x 155 mm